



Numéro d'article	090867
Prix HT	193,92 €
Prix TTC	234,64 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le polypropylène Prolene est un matériau inerte, qui ne provoque qu'une réaction tissulaire minimale et n'offre aucune possibilité de croissance bactérienne.

Le fil de Prolene est solide et nettement moins thromboogène que de nombreux autres matériaux de suture.

Le matériau est particulièrement lisse, mais aussi facile à manipuler et à nouer. Les sutures sont collées à des aiguilles de suture en éthalloxy qui ont une grande résistance et sont également minces pour faciliter la pénétration des tissus. Cette suture est souvent utilisée en chirurgie cardiovasculaire. Le prolène est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.