



<b>Numéro d'article</b>	020471
<b>Prix HT</b>	22,54 €
<b>Prix TTC</b>	27,27 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

RespoSorb<sup>®</sup> Super - Le pansement stérile et super-absorbant pour les plaies à forte exsudation. RespoSorb<sup>®</sup> Super absorbe rapidement l'exsudat et la crème pour plaies, même sous compression, la retient dans le noyau absorbant, prévient la macération et fournit un environnement humide à la plaie. Le pansement RespoSorb<sup>®</sup> Super très absorbant n'a pas seulement un effet très absorbant, il assure également un bon rembourrage de la plaie.

## Hydrofuge et en même temps respirant

Le pansement super-absorbant RespoSorb<sup>®</sup> Super est un pansement absorbant composite constitué de quatre couches de matériau différentes, fermées sur tous les côtés et aux coins arrondis. Le côté de la plaie du pansement est constitué d'un non-tissé hydrophobe très doux qui empêche l'adhésion à la plaie. Le noyau du tampon est formé de flocons de cellulose molle, qui sont mélangés à des polymères de polyacrylate qui retiennent les liquides. Ce noyau absorbant est entouré d'une fine membrane qui répartit

uniformément le liquide. La surface extérieure du pansement est constituée d'un non-tissé vert en polypropylène hydrofuge et en même temps perméable à l'air et permettant l'échange gazeux.

## Absorption d'humidité supplémentaire = changement de pansement moins fréquent

Comme RespoSorb<sup>®</sup> Super peut absorber l'humidité supplémentaire, le pansement doit être changé moins souvent. Cela favorise le calme de la plaie et offre une protection supplémentaire contre la contamination.

## Indications du pansement hautement absorbant RespoSorb<sup>®</sup> Super

Pour le traitement des plaies superficielles, aiguës ou chroniques produisant des exsudats (par ex. plaies de pression, ulcères cruraux, tumeurs ulcératives, etc.). [Cliquez ici pour voir combien de temps et en quelle quantité RespoSorb Super peut absorber.](#)  
[Cliquez ici pour voir la rétention de liquide du pansement RespoSorb Super.](#)

## Disponible en différentes tailles

- RespoSorb<sup>®</sup> Super 10 x 10 cm - 10 pièces
- RespoSorb<sup>®</sup> Super 10 x 20 cm - 10 pièces
- RespoSorb<sup>®</sup> Super 15 x 20 cm - 10 pièces
- RespoSorb<sup>®</sup> Super 20 x 25 cm - 10 pièces - **PRIX PROMO date d'échéance 31/10/2022**
- RespoSorb<sup>®</sup> Super 20 x 40 cm - 10 pièces