

Numéro d'article	040550
Prix HT	6,87 €
Prix TTC	8,31 €
Stock	en stock

Description

Cette bande de fixation est un ruban adhésif non stérile et non tissée, fabriquée dans un matériau respectueux de la peau. Pour la fixation de bandages, gazes, cathéters et/ou canules.

Propriétés et avantages de ce ruban adhésif

- Respectueux de la peau
- Poreux
- Laisse la peau respirer et la garde intacte.
- Facile à utiliser grâce au distributeur
- Bien adapté
- Hypoallergénique
- Sans latex

Applications possibles du ruban adhésif

- [Fixation de pansements de petite et moyenne taille](#)
- Fixation des tubes lumineux (sondes, canules, etc.)

Marque propre – Plâtre adhésif Selefa

Le groupe Asker Healthcare dispose de sa propre ligne de produits de haute qualité, composée des marques Selefa® et Evercare®. Le groupe Asker Healthcare est un distributeur européen de matériel médical dont le siège est à Stockholm, en Suède.

Outre les dispositifs médicaux, le groupe Asker Healthcare offre des services et des systèmes de soutien aux prestataires de soins de santé dans toute l'Europe, afin d'agir comme un partenaire ressource dans la chaîne des soins de santé. Avec Deforce, nous sommes fiers d'ajouter ces produits à notre large gamme. Cela nous permet d'offrir la meilleure qualité à un prix compétitif et de la part d'un partenaire fiable.

Une qualité fiable

Les produits Selefa® répondent aux normes CE, EO, EN et aux directives strictes des exigences de qualité ISO. Tous les produits Asker sont soumis à un processus de contrôle de qualité approfondi. Cela comprend une inspection régulière des installations de production ainsi que des tests aléatoires. Il est donc essentiel de ne travailler qu'avec des fournisseurs qui partagent les normes de qualité, d'environnement et de RSE d'ASker Healthcare Group.