



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 093003   |
| <b>Prix HT</b>          | 0,74 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 0,90 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Steri-strip: Sutures cutanées adhésives renforcées. Rapide et facile à appliquer. Les bandes maintiennent les bords de la plaie d'une déchirure ou d'une coupure ensemble. Ils favorisent la guérison en augmentant rapidement la résistance à la traction de la blessure. En raison de l'absence de trous de ponction et de coupures de suture, les bandes adhésives permettent d'obtenir un résultat plus esthétique et de réduire la formation de cicatrices.

## Avantages Steri-strip:

- Plus fort, même en milieu humide
- Une cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité que le fil ou les agrafes
- Risque infectieux minime: présentation sterile et absence d'effraction tissulaire
- Cicatrisation esthétique: bon affrontement des berges et tension uniforme

## Indications

- Fermeture des plaies superficielles
- Remplacement precoce de fils ou agrafes
- Suture combinee avec fils ou agrafes