



Numéro d'article	062042
Prix HT	60,59 €
Prix TTC	73,31 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Stockinette - Pansement à mettre sous plâtre.

Ce stockinet synthétique est une partie essentielle d'une pièce coulée de haute qualité et est destiné à être utilisé comme sous-couche pour toutes les applications de coulée standard.

- Il est hydrofuge et peut donc être utilisé avec le Soft Cast comme moule étanche.
- Convient à tous les matériaux de moulage, plâtre et plastique.
- Disponible en différentes largeurs pour répondre à vos besoins de coulée.