



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numéro d'article | 062041       |
| Prix HT          | 32,32 €      |
| Prix TTC         | 39,11 €      |
| Stock            | sur commande |

## Description

Stockinette - Pansement à mettre sous plâtre.

Ce stockinet synthétique est une partie essentielle d'une pièce coulée de haute qualité et est destiné à être utilisé comme sous-couche pour toutes les applications de coulée standard.

- Il est hydrofuge et peut donc être utilisé avec le Soft Cast comme moule étanche.
- Convient à tous les matériaux de moulage, plâtre et plastique.
- Disponible en différentes largeurs pour répondre à vos besoins de coulée.