



Numéro d'article	020732
Prix HT	47,37 €
Prix TTC	57,32 €
Stock	en stock

Description

Tegaderm Roll est la version non-stérile du Tegaderm, film transparent.

Grâce au format “rouleau”, le film se découpe à la longueur désirée, offrant ainsi une flexibilité optimale.

- imperméable à l'eau et aux bactéries
- permet à la peau de respirer
- se découpe facilement à la longueur et à la forme désirées
- conforme – s'adapte au relief anatomique
- extensible, permet une bonne mobilité sans tension sur la peau

Indications

- Protection de peaux fragiles contre les frottements et le contact avec des liquides
- Fixation imperméable à l'eau de pansements primaires comme des compresses, des alginates ou des pansements en mousse

- Fixation de cathéters et de drains