



Numéro d'article	064025
Prix HT	6,64 €
Prix TTC	8,03 €
Stock	sur commande

Description

Bandage tubulaire en filet de gros calibre, hautement élastique, pour une fixation rapide et facile de tous les types de pansements pour plaies. Forme lisse et sans plis à aucune forme de corps, elle ne pince pas et vous sentez à peine que vous la portez. Le pansement en filet bi-élastique peut être stérilisé jusqu'à 121°C. Composition : 71% polyamide, 29% élastodiène.

Différentes tailles

- A = doigt + orteil
- B = petits membres
- C = tête/bras + jambe adultes
- D = grosse tête + petit torse
- E = coque large/bateau/cuisse large