



tg Grip Tubulaire de maintien E - 8,75cm x 10m (bras large, jambe, cuisse petite)

08/10/2025 04:39:24



Numéro d'article	061004
Prix HT	19,72 €
Prix TTC	23,86 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Eesigrip sera remplacé par TG GRIP Bandage tubulaire compressif

Avec support TG GRIP

Le bandage tubulaire de soutien est solide, élastique en permanence, souple et exerce une pression uniforme. Le produit est pratique et maniable - pour les bandages de fixation avec une compression légère ainsi que pour soutenir et soulager la pression sur les ligaments, les tendons et les articulations, et les bandages (thoraciques) pour les grandes surfaces. Le bandage de soutien tubulaire est respirant, légèrement rembourré et très doux pour la peau grâce à sa teneur élevée en coton. Il est facile à appliquer, à retirer et à réappliquer sans plis. L'effet de compression peut être renforcé par une deuxième couche de bandage ou en choisissant une taille plus petite. Si vous n'avez besoin que de bandages, [cliquez ici](#)

Domaines d'application

Pour les bandages de soutien et de fixation avec compression légère

Caractéristiques de TG Grip

- souple avec une pression uniforme
- perméable à l'air
- pratique et maniable
- peut être appliqué avec peu de plis
- tricoté sans couture
- élasticité transversale
- respectueux de la peau grâce à sa haute teneur en coton

Composition du TG Grip

85 % coton, élastodiène (latex), filé avec du polyamide

TG Grip est disponible en différentes tailles

A (4,6 cm) pour la main et l'avant-bras de l'enfant B (6 cm) pour le bras de l'enfant, le bas de la jambe de l'enfant C (6,5 cm) pour le bras (étroit), la jambe de l'enfant D (7,5 cm) pour le bras (moyen), la jambe inférieure E (8,75 cm) pour le bras (grand), la jambe, le haut de la jambe (petit) F (10 cm) pour la jambe, la cuisse (moyenne) G (12 cm) pour la jambe, la cuisse (grande) J (17,5 cm) pour le torse (petit)

Eesigrip Bandage tubulaire de soutien Eesi grip offre un soutien idéal aux membres et aux articulations après le retrait des plâtres. Ce bandage extensible polyvalent est composé à 100 % de coton pur et peut également être utilisé pour maintenir les bandages en place. Pas besoin d'épingles à nourrice, de pinces, de ruban adhésif... n'est nécessaire pour maintenir le bandage en place. Le bandage de soutien est lavable. Le bandage tubulaire de soutien est un bandage tubulaire extensible qui est idéal pour les entorses et les foulures ou pour apporter un soutien supplémentaire. Il est disponible dans des tailles adaptées aux chevilles, aux genoux, aux poignets, aux coudes, aux cuisses et au torse.

Composition du produit Eesigrip

100% coton