



Numéro d'article	1030241
Prix HT	2,76 €
Prix TTC	3,34 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Instrument stérile à usage unique, en acier inoxydable, pour des biopsies cutanées précises et douces. La biopsie joue un rôle central dans le diagnostic médical. Malgré le développement des procédures de diagnostic, l'évaluation histopathologique des tissus reste la référence. Compte tenu de la simplicité du traitement et de la présentation d'un test cutané bien défini en termes de longueur et de diamètre, le trepan pour biopsie est actuellement l'instrument le plus adapté pour effectuer des biopsies cutanées.

La biopsie permet d'obtenir une coupe transversale représentative de la cutis, car elle est suffisamment profonde et comprend une découpe suffisamment large de la cutis.

Caractéristiques

- Arête coupante en acier inoxydable sans soudure
- Poignée nervurée pour une prise en main et un contrôle sûrs

- Taille embossée sur chaque poinçon pour une identification facile.
- Large gamme de tailles
- Stérile et prêt à l'emploi