



<b>Numéro d'article</b>	090489
<b>Prix HT</b>	219,38 €
<b>Prix TTC</b>	265,45 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Vicryl est le fil de suture résorbable le plus couramment utilisé.

**Vicryl garantit une bonne fermeture de la plaie en ajoutant un antiseptique à la suture.**

- Vicryl a une excellente tolérance.
- Soutien tissulaire jusqu'à 30 jours
- Sa résorption par hydrolyse réduit considérablement la réaction tissulaire.
- Excellente manipulation.
- Le bouton est facile à utiliser.
- Equipé d'une aiguille de 24 mm.

# Afbeeldingen

---

