



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 1800941             |
| <b>Prix HT</b>          | 19,83 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 23,99 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 6 en stock |

## Description

En raison de la fixation et de la coupe spéciales, le produit est à peine perceptible sous des vêtements normaux car le slip s'adapte parfaitement au corps.

### Attends Slip Active convient aux cas d'incontinence urinaire et fécale sévère.

La technologie supérieure brevetée Quick-Dry® et le noyau à trois couches du produit offrent une sensation de sécheresse exceptionnelle, qui accroît la sensation de confort. La technologie de base avec une couche d'acquisition constituée de fibres en spirale permet une absorption et une distribution rapides de l'humidité, l'ammoniac étant piégé en toute sécurité. Il en résulte une valeur de pH plus faible, proche de la valeur normale du pH de la peau. Attends Slip Active a été testé lors du "Active Zone Test" pour les produits absorbants à l'Université de Kiel (Allemagne). Le Attends Slip a obtenu les meilleurs résultats lors du test et s'est avéré offrir une sécheresse et un confort nettement supérieurs à ceux des autres marques participantes. Attends Slip Active est donc le produit recommandé, entre autres, pour les utilisateurs ayant des problèmes de

peau ou pour prévenir les problèmes de peau causés par l'incontinence.

## Couche extérieure perméable

La couche extérieure est douce et confortable, ce qui permet à la peau de respirer. Cela permet de maintenir la peau en bon état. Les granules d'absorption du noyau convertissent l'humidité en une masse gélatineuse. Cela a un effet neutralisant et réduit le risque de mauvaises odeurs.

## Disponible en différentes tailles

| Description | Circonférence de la hanche | Emballage |  |
|-------------|----------------------------|-----------|--|
| Medium      | 75 - 110 cm                | 28 pièces |  |
| Large       | 100 - 145 cm               | 28 pièces |  |