



Numéro d'article	000346
Prix HT	0,82 €
Prix TTC	0,99 €
Stock	sur commande

Description

Description du produit Curas Aquadest seringue avec 10% de glycérine 10ml

La seringue pré-remplie Aquadest est utilisée pour remplir le ballonnet de la sonde à demeure. La glycérine ajoutée empêche le ballonnet de se dégonfler lentement. Le rapport est de 90% d'eau stérile / 10% de glycérine.

Spécifications du produit Curas Aquadest seringue avec 10% de glycérine 10ml

- Seringue pré-remplie
- Solution à 90 % d'eau/10 % de glycérine
- Stérile
- Ne pas utiliser pour les injections intramusculaires et intraveineuses

- Embout luer