



Numéro d'article	2070
Prix HT	3,16 €
Prix TTC	3,82 €
Stock	en stock

Description

Le DAILEE Fix Premium avec jambes peut être utilisé en combinaison avec [Dailee comfort](#). [Cliquez ici pour plus d'informations.](#)

Propriétés

- Culotte en polyester ajustée, lavable (50 à 60 fois) et durable.
- Maintient parfaitement le pansement en place, offrant une protection fiable contre les fuites.
- Doux et sans coutures latérales.
- Convient aux hommes et aux femmes, aux personnes mobiles et aux personnes alitées.
- Code couleur par taille.