



Numéro d'article	01740
Prix HT	7,64 €
Prix TTC	9,24 €
Stock	en stock

Description

FlexGRIP Universal Katheterfixatie - CH5 tem 11 - per stuk is geschikt voor de stabilisatie en fixatie van een breed scala aan katheters, waaronder nefrostomiekatheters (postoperatief), drainagekatheters, grippernaalden (Port-a-Cath), trombolysekatheters, jejunostomiekatheters, evenals slangen, kabels en aandrijfliijnen, zoals die gebruikt bij LVAD-systemen. Dit product biedt betrouwbare ondersteuning bij verschillende medische toepassingen, waarbij comfort, veiligheid en gebruiksgemak voorop staan. Kenmerken:

- Compatibel met katheters van 5-18 Fr in diameter
- Uitstekende fixatiesterkte voor betrouwbare stabilisatie
- Eenvoudig te gebruiken met een voorgemonteerde fixatielus
- Extra vergrendeling voor nog meer veiligheid
- Huidvriendelijke en hypoallergene pleister

- Gemaakt van zachte, comfortabele materialen

Voordelen:

- Universeel systeem, geschikt voor diverse toepassingen
- Voorkomt katheter migratie en gerelateerde complicaties
- Extra veiligheidsvergrendeling om ongewenst losraken te voorkomen
- Beschermst tegen MARSI (huidletsel door medische kleefstoffen)
- Optimaliseert het comfort voor de patiënt