



Numéro d'article	017998
Prix HT	7,84 €
Prix TTC	9,49 €
Stock	en stock

Description

Le gel K-Y est un lubrifiant neutre transparent à base d'eau dans un tube. Inodore et sans goût. Glisse bien. Ne colle pas.

K-Y[®] gel Jelly est un lubrifiant stérile, sans graisse, transparent, hydrofuge et non irritant.

Toujours le lubrifiant le plus vendu au monde. Ce lubrifiant K-Y[®] est l'un des lubrifiants les plus utilisés dans le monde. Le lubrifiant K-Y[®] de Johnson & Johnson a déjà été développé pour des applications médicales telles que la recherche interne et l'insertion de cathéters, etc. C'est pourquoi il est emballé stérile. Ce produit est encore utilisé quotidiennement dans les hôpitaux. C'est donc un produit absolument sûr et fiable. Le lubrifiant peut être utilisé dans de nombreuses applications médicales. Composition : Eau, glycérine, hydroxyéthylcellulose, chlorhexidine, gluconate de chlorhexidine, gluconolactone, méthylparabène, hydroxyde de sodium. Conseil d'utilisation :

- Presser le tube pour obtenir la quantité désirée .

- Peut être appliqué sur un préservatif ou directement sur la peau.
- Appliquer dès que le besoin se fait ressentir.
- Fermer après utilisation.