



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 017995   |
| <b>Prix HT</b>          | 33,33 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 40,33 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

---

Le gelée lubrifiante KLY est un gel transparent sans graisse, non irritant et soluble dans l'eau. C'est idéal pour divers usages médicaux.

## Propriétés

- Non-stérile
- Hypoallergénique
- Facile à essuyer
- Ne contient pas d'huile ou de substances huileuses, ce qu'assure un nettoyage facile après chaque application
- Aucun effet toxique
- Inodore

## Indications

Ce produit est particulièrement adapté aux applications suivantes:

- Électrothérapie: la gelée améliore la conduction électrique
- Travail cystoscopique
- Humidification vaginale supplémentaire
- Endoscopie
- Gastroskopie
- Colonskopie
- Rectoskopie