



Numéro d'article	1800481
Prix HT	7,51 €
Prix TTC	9,09 €
Stock	en stock

Description

Les alèses Classic Bed offrent une solution idéale pour protéger de manière optimale la literie et les chaises. La gamme Classic offre un large éventail de produits aux performances optimales. Cette version Classic est équipée d'une feuille de fond en PE.

Pour protéger la literie, les sièges et les chaises, ces alèses sont composées de pulpe de cellulose et de polyéthylène.

Ils sont très efficaces en cas de fuites éventuelles. Conçus pour offrir une protection et une douceur de haute qualité, nos alèses contiennent de la pulpe de cellulose, un extérieur en polyéthylène et une couche supérieure en non-tissé très doux.

La répartition de la pâte en forme de diamant permet une meilleure dispersion du liquide.

- Plus de douceur
 - Couche supérieure en non-tissé très doux.

- Plus efficace
 - Répartition de la pâte sous forme de diamant pour une meilleure diffusion du liquide.
- Plus compact
 - La nouvelle méthode de pliage rend l'emballage plus petit et simplifie le stockage.
- Facilement reconnaissable
 - Le code couleur permet de reconnaître le degré d'absorption.
- Plus de certitude
 - Couche extérieure en polyéthylène
 - Offre une sécurité maximale.
- Étanchéité
 - Bords scellés pour une sécurité maximale contre les fuites.

Disponible en différentes proportions

Référence	Proportions	Absorption	Code Couleur	P
LFBD8111	40 x 60	700 ml		
LFBD8211	60 x 60	950 ml		
LFBD8411	60 x 90	1250 ml		
LFBD8511	180 x 90	1000 ml		

180 x 90 = Alèses avec bandes à enfiler en plastique