



<b>Numéro d'article</b>	1800431
<b>Prix HT</b>	20,60 €
<b>Prix TTC</b>	24,93 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Lille Suprem Fit propose une solution pour les fuites urinaires modérées à sévères, adaptée aux besoins des personnes nécessitant. SupremFit est également conçu pour protéger contre l'incontinence fécale.

**Lille Suprem Fit est une gamme étendue de systèmes d'une seule pièce avec bande adhésive pour adultes et est spécialement conçue pour l'incontinence modérée à forte.**

Les pansements Lille Suprem Fit sont les plus absorbants de toute la gamme. Ils sont sans latex pour prévenir les réactions allergiques. En choisissant les matières premières pour produire le Suprem Fit de Lille, il est fabriqué à partir d'une matière 100% respirante. Cela rend Lille SupremFit respirant et évite les irritations de la peau.

**Lille Suprem Fit est super-absorbant contre les nuisances olfactives avec une couche de séchage.**

Le Suprem Fit de Lille a une couche de soins à sec. Il accélère la diffusion de l'humidité

vers les couches profondes du bandage afin que la surface reste sèche. Cela donne à la personne qui le porte une sensation de sécheresse tout le jour et nuit. Le contrôle de l'humidité avec une échelle de temps pour une bonne indication de la saturation du pansement élimine le besoin de changer de pansement à des moments inattendus. Les odeurs gênantes sont neutralisées grâce à la très grande absorption de ce pansement. Grâce à sa ceinture confortable, le Lille SupremFit s'adapte également au physique du patient pour un plus grand confort. Sur le côté du voile adhésif se trouvent des indicateurs d'humidité qui deviennent bleus au contact de l'urine.

## Disponible en différentes versions

Référence	Description	Taille	Absorption
LSFT7311BR	Regular+	105 - 150 cm	2500 ml
LSFT7321BR	Extra+	105 - 150 cm	2840 ml
LSFT7331BR	Super+	105 - 150 cm	3100 ml
LSFT7341BR	Maxi	105 - 150 cm	3580 ml