



Numéro d'article	1800281
Prix HT	6,59 €
Prix TTC	7,97 €
Stock	en stock

Description

SupremeForMen est spécialement conçu en fonction de l'anatomie de l'homme. SupremeForMen est discret et offre une protection anti-fuite.

La gamme Lille SupremLight est conçue pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée.

Ces produits conviennent parfaitement aux problèmes d'incontinence légère qui surviennent pendant l'effort. Les inserts Lille SupremLight offrent une garantie anti-fuite totale, la discrétion et le confort. La gamme peut être utilisée avec les fonds GamillFix, GanmillPanty et GanmillBoxers ou avec des sous-vêtements normaux.

Lille SupremLight est discret et donne un sentiment de sécurité.

Il existe également une gamme spécialement adaptée aux hommes : Lille SupremForMen. Lille SupremLight Mini, Normal, Extra, Extra+ et Lille SupremForMen sont emballés séparément pour encore plus de discrétion. Lille SupremLight est

excellent pour les personnes indépendantes qui souffrent de légères fuites d'urine. Il est également mince et absorbe rapidement l'urine, ce qui lui donne une sensation de sécheresse et neutralise les odeurs.

Les inserts Lille SupremLight ont une forme anatomique avec des bords anti-fuites élastiques.

Le coussin absorbant à l'intérieur permet une absorption plus rapide de l'humidité. Ces inserts sont également dotés d'un super-absorbeur, qui augmente encore plus le pouvoir absorbant et neutralise également les odeurs gênantes. Malgré toutes ces caractéristiques, ces inserts restent discrets et confortables. Grâce aux bandes adhésives, il reste également en place et grâce au haut loft, il est toujours sec.

Disponible en différentes versions

Référence	Description	Taille	Code couleur	
LSFE3171	Extra	34 x 16 cm		
LSFE3181	Super	40 x 24 cm		