



Numéro d'article	1800221
Prix HT	3,93 €
Prix TTC	4,76 €
Stock	en stock

Description

Lille SupremLight est excellent pour les personnes indépendantes qui souffrent de légères fuites urinaires. Lille SupremLight est mince et absorbe rapidement l'urine, préservant la sensation de sécheresse et neutralisant les odeurs. Il est discret et donne un sentiment de sécurité.

Les inserts Lille SupremLight offrent une garantie anti-fuite complète, la discrétion et le confort.

La gamme peut être utilisée avec les fonds GamillFix, GanmillPanty et GanmillBoxers ou avec des sous-vêtements réguliers. Il existe également une gamme spécialement adaptée aux hommes : Lille SupremForMen. Lille SupremLight Mini, Normal, Extra, Extra+ et Lille SupremForMen sont emballés séparément pour encore plus de discrétion.

Lille SupremLight offre un meilleur ajustement anatomique et contient un système anti-fuite.

Les inserts Lille SupremLight ont une forme anatomique avec des bords anti-fuites

élastiques. Le coussin d'absorption à l'intérieur permet une absorption plus rapide de l'humidité. Ces inserts sont également dotés d'un super-absorbeur, qui augmente encore la capacité d'absorption et neutralise également les odeurs gênantes. Malgré toutes ces caractéristiques, ces inserts restent discrets et confortables. Grâce aux bandes adhésives, il reste également en place et grâce au haut loft, il est toujours sec.

Disponible en différentes tailles

Référence	Description	Taille	Code Couleur
LSFE3121	Mini	22 x 9 cm	
LSFE3131	Normal	28 x 10 cm	
LSFE3141	Extra	35 x 12,5 cm	
LSFE3145	Extra+	38 x 12,5 cm	
LSFE3151	Super	43,5 x 21 cm	
LSFE3161	Maxi	49,5 x 21 cm	