



Numéro d'article	1800161
Prix HT	15,01 €
Prix TTC	18,16 €
Stock	en stock

Description

Les Suprem Pants de Lille présentent de nombreux avantages, tant pour le personnel soignant que pour le patient.

La couche extérieure ressemble à du textile.

C'est pourquoi les SupremPants de Lille sont non seulement confortables, mais aussi esthétiques.

Le Lille Suprem Pants est très facile à mettre et à enlever, tout comme un sous-vêtement normal.

Cela permet de conserver l'indépendance et l'estime de soi du patient. Avec ces Suprem Pants de Lille, il n'y a pas ou moins de besoin de soins, ce qui permet à l'aidant de passer plus de temps, par exemple, en réadaptation. Cela favorise la paix et le confort du patient. Dans le pantalon relevable, il y a un indicateur d'humidité qui devient bleu au contact de l'urine. De cette façon, vous pouvez voir à quel point il est saturé.

Meilleur ajustement anatomique et anti-fuite

La taille est facilement reconnaissable par les rayures colorées sur la ceinture. Les Suprem Pants de Lille sont faciles à mettre et à enlever, tout comme les sous-vêtements normaux ou en déchirant les côtés. Les bords anti-fuites élastiques du pantalon de traction offrent une sécurité optimale. Le noyau ultra-absorbant vous offre également une protection supplémentaire. Néanmoins, la couche extérieure respirante et élastique des pantalons pull up les rend confortables et faciles à utiliser.

Le Lille Suprem Pants est un système d'une seule pièce aux formes anatomiques discrètes.

En raison du choix des matières premières pour la production du Lil Suprem Pants, il est fabriqué en matière 100% respirante. Cela le rend respirant et empêche l'irritation de la peau.

Différentes versions disponibles

Référence	Taille	Absorption	Pièces/carton
Extra - LSPU0211	80 - 110 cm	1300 ml	8 x 14u.
Maxi - LSPU0221	80 - 110 cm	1900 ml	8 x 14u.