



Numéro d'article	1804121
Prix HT	18,99 €
Prix TTC	22,98 €
Stock	en stock

Description

Molicare Slip a été renouvelé et devient Molicare ELASTIC. Le voile adhésif est maintenant prévu de 2 côtés élastiques et 2 bandes adhésives refermables. Cela garantit une utilisation rapide et facile du voile adhésif. MoliCare Premium Elastic convient aux personnes souffrant d'une forte incontinence urinaire et/ou fécale. MoliCare Premium Elastic est une protection pour l'incontinence avec un extérieur doux, semblable à un textile, discret et blanc. Le slip assure un grand confort de port. MoliCare Premium Elastic est un non-tissé respirant sur les côtés au niveau des hanches et possède une couche de distribution antibactérienne au pH neutre.

MoliCare Premium Elastic convient aux personnes mobiles, alitées ou agitées.

MoliCare Premium Elastic est doté d'un noyau d'absorption à trois couches qui lie les odeurs et d'un indicateur d'humidité qui aide à déterminer le moment idéal pour changer la couche. La culotte d'incontinence a une forme anatomique hydrofuge et des bords anti-fuites courbés et une coupe anatomique avec fermeture élastique à l'entrejambe. MoliCare Premium Elastic est doté de plusieurs bandes adhésives refermables et offre

une protection sûre contre les fuites et les reflux. MoliCare Premium Elastic assure une peau agréable et sèche. Testé dermatologiquement.

Caractéristiques de MoliCare Premium Elastic

- Couche-culotte qui permet à la peau de respirer et qui protège l'état de la peau du patient. Cela réduit l'échauffement et l'irritation.
- Couche-pantalon avec bords latéraux courbés anti-humidité et anti-fuites, équipée d'un coussin Dry-Plus super-absorbant.
- Couche de protection textile pour un confort de port agréable pour le patient
- Equipé d'un indicateur de saturation
- Agréable à porter

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence des hanches/ du ventre	Emballage
Small	60 - 90 cm	1 paquet de 10
Large	120 - 150 cm	1 paquet de 10
Extra large	150 -175 cm	1 paquet de 10