



Numéro d'article	180593
Prix HT	4,74 €
Prix TTC	5,74 €
Stock	en stock

Description

La crème lavante TENA est un produit 3 en 1 qui favorise l'état de la peau. La crème lavante nettoie, nourrit et protège la peau fragile des personnes âgées.

Caractéristiques de TENA Wash Cream ProSkin

- Soins de la peau périnéale
 - Recommandé pour les soins quotidiens de la peau périnéale. Mais peut aussi être utilisé pour le lavage complet du corps où le lavage à l'eau et au savon peut assécher la peau.
- Le rinçage n'est pas nécessaire.
 - Contrairement au lavage à l'eau et au savon, le rinçage n'est pas nécessaire.
- La crème TENA Laundry améliore l'état de la peau.
 - 7x plus hydratant que le lavage à l'eau et au savon.
- Soins Lavage hygiénique

- Réduit le danger de la croisière car des lingettes ou des gants de toilette jetables sont utilisés pour chaque changement.
- La crème TENA Wash Cream ProSkin favorise le bon état de la peau.
 - Testé dermatologiquement. Aide la peau à maintenir son pH naturel. Sans alcool et sans savon.
- La crème est légèrement parfumée.
 - Pour le nettoyage et les soins quotidiens de la peau.
- Ecolabel nordique
 - La crème porte l'écolabel Nordic Swan. Ceci est synonyme de haute qualité d'entretien et de durabilité. Les produits cosmétiques portant le label Swan sont, dans leur segment, les produits qui ont le moins d'impact sur l'environnement.