



Numéro d'article	1805531
Prix HT	17,73 €
Prix TTC	21,45 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

TENA Flex Maxi est conçu pour les fuites urinaires importantes à très importantes. TENA Flex Maxi avec ConfioAir™ est entièrement respirable et testé sous contrôle dermatologique pour favoriser une peau saine. La ceinture ComfiStretch intégrée est dotée d'une fermeture Velcro pour un changement facile et ergonomique. Le noyau en deux parties, très absorbante, offre une protection optimale de jour comme de nuit aux utilisateurs qui souffrent de fuites importantes et soudaines. Le tissu extérieur doux et respirant offre un ajustement confortable, doux et discret.

Flex - Changement plus facile et plus digne grâce à un produit avec une sangle à la taille.

TENA Flex Maxi est doté d'une fermeture Velcro intégrée brevetée que vous pouvez remplacer facilement et rapidement. Fixez la bande autour de la taille, puis fixez le devant du bandage à la ceinture à l'aide d'une fermeture Velcro. La courroie peut être attachée à l'avant et à l'arrière pour la commodité de la personne dont vous vous occupez.

TENA Flex Maxi avec ConfioAir™ favorise une peau saine.

TENA Flex Maxi avec ConfioAir™ est entièrement respirant et favorise une peau saine. La bande de taille couvre moins les hanches et les cuisses, ce qui vous donne plus de confort, un résultat sec et une peau saine. Tous les matériaux sont testés sous contrôle dermatologique.

TENA Flex Maxi avec ceinture ComfiStretch intégrée pour un ajustement fiable et confortable.

La taille souple et élastique s'adapte facilement au corps. En combinaison avec l'élastique de jambe et le matériau souple et silencieux, le produit offre une protection discrète et fiable et un ajustement particulièrement bon et confortable.

Ergonomie d'utilisation - réduit les douleurs lombaires de l'aidant.

TENA Flex Maxi avec sa ceinture intégrée est conçu pour faciliter et rendre plus ergonomique le changement de produit. TENA Flex Maxi - par rapport aux produits tout-en-un et en deux parties - réduit les douleurs lombaires des soignants lors des changements.

TENA Flex Maxi à absorption rapide et noyau de haute qualité assurent une protection contre les fuites.

Grâce à la technologie FeelDry, de grandes quantités d'urine sont rapidement dirigées vers le cœur du produit. L'urine est stockée dans le noyau et n'entre donc pas en contact avec la peau, même lorsqu'elle est active, pour une sensation de confort.

TENA Flex Maxi avec bords anti-fuites pour plus de sécurité.

TENA Flex Maxi offre une excellente protection grâce à ses anneaux anti-fuites, que l'utilisateur soit debout, assis ou couché.

Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparition des odeurs.

Le neutralisateur d'odeurs réduit le développement des odeurs et procure ainsi une sensation de fraîcheur et une plus grande confiance en soi.

TENA Flex Maxi avec un indicateur d'urine qui indique quand le produit doit être remplacé.

Il n'est pas nécessaire de retirer le pansement pour incontinence TENA Flex Maxi pour déterminer si un remplacement est nécessaire. L'indicateur d'urine à l'extérieur du produit devient bleu au lieu de jaune lorsqu'il est temps de le remplacer.

TENA Flex Maxi avec reconnaissance rapide et facile du produit dans tous les modes de rangement.

La capacité d'absorption de TENA Flex Maxi est indiquée par un code couleur et la taille

est clairement indiquée sur le produit et l'emballage afin d'accroître la reconnaissance - même en rayon.

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
S	61 - 87 cm	3 x 22 pièces
M	71 - 102 cm	3 x 22 pièces
L	83 - 120 cm	3 x 22 pièces
XL	105 - 153 cm	3 x 21 pièces