



Numéro d'article	1805571
Prix HT	15,48 €
Prix TTC	18,73 €
Stock	en stock

Description

TENA Pants Maxi est conçu pour l'incontinence modérée à sévère. TENA Pants Maxi pour hommes et femmes est un pantalon jetable doux et confortable. TENA Pants Maxi possède de nombreuses caractéristiques novatrices et offre une triple protection contre les fuites, les odeurs et la sensation d'humidité.

TENA Pants Maxi possède deux canaux d'absorption qui absorbent et stockent rapidement l'urine.

Lorsqu'elle est portée, la forme flexible du noyau avec deux canaux d'absorption assure une absorption et un stockage rapides de l'urine. Loin du corps.

TENA Pants Maxi avec bords anti-fuites pour une protection supplémentaire.

TENA Pants Maxi offre une protection supplémentaire grâce aux anneaux anti-fuites, que la personne dont vous vous occupez soit debout, assise ou couchée.

Le neutralisateur d'odeurs réduit la formation d'ammoniac (odeurs).

Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparition des odeurs et procure ainsi une sensation de fraîcheur et plus de confiance.

TENA Pants Maxi avec matière respirante pour un confort tout en douceur.

Le TENA Pants Maxi est fait d'un matériau extensible doux et respirant qui laisse passer l'air pour un confort doux et une peau saine.

TENA Pants Maxi avec un bon ajustement pour un confort accru.

TENA Pants Maxi a une bonne coupe et une forme fine et souple pour un confort amélioré dont les utilisateurs ont besoin.

TENA Pants Maxi avec une solution d'emballage simple à jeter.

Tena Pants Maxi dispose d'une solution d'emballage sûre qui facilite l'élimination du produit après usage.

Avant et arrière facilement reconnaissables.

Grâce à la ceinture colorée dans le dos, il est très facile de distinguer le devant du derrière, ce qui rend le pantalon facile à enfiler.

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
Medium	80 - 110 cm	10 pièces
Large	100 - 135 cm	10 pièces