



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 1805651  |
| <b>Prix HT</b>          | 15,87 €  |
| <b>Prix TTC</b>         | 19,20 €  |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Le pantalon TENA Pants Super est conçu pour l'incontinence modérée à grave. TENA Pants Super pour hommes et femmes est un pantalon jetable doux et confortable. TENA Pants Super possède de nombreuses caractéristiques novatrices et offre une triple protection contre les fuites, les odeurs et la sensation d'humidité.

**TENA Pants Super avec deux canaux d'absorption qui absorbent et stockent rapidement l'urine.**

Lorsqu'elle est portée, la forme flexible du noyau avec deux canaux d'absorption assure une absorption et un stockage rapides de l'urine. Loin du corps.

**Le TENA Pants Super a des bords anti-fuites pour une protection supplémentaire.**

TENA Pants Super offre une protection supplémentaire grâce aux anneaux anti-fuites, que la personne dont vous vous occupez soit debout, assise ou couchée.

**Le neutralisateur d'odeurs réduit la formation d'ammoniac (odeurs).**

Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparition des odeurs et assure ainsi une sensation de fraîcheur et plus de confiance.

**TENA Pants Super avec matière respirante pour un confort tout en douceur.**

TENA Pants Super est fait d'un matériau extensible doux et respirant qui laisse passer l'air pour un confort doux et une peau saine.

**TENA Pants Super a une bonne coupe pour un meilleur confort.**

TENA Pants Super offre un bon ajustement et une forme mince et souple pour un meilleur confort.

**TENA Pants Super contient une solution d'emballage simple à jeter.**

Tena Pants Super est doté d'une solution d'emballage sécuritaire qui facilite l'élimination du produit après usage.

**TENA Pants Super a un devant et un dos facilement reconnaissables.**

Grâce à la ceinture colorée dans le dos, il est très facile de distinguer le devant et le dos. Cela rend le pantalon facile à mettre.

**Disponible en différentes tailles**

| Taille | Circonférence de la hanche | Emballage     |
|--------|----------------------------|---------------|
| S      | 65 - 85 cm                 | 4 x 12 pièces |
| M      | 80 - 110 cm                | 4 x 12 pièces |
| L      | 100 - 135 cm               | 4 x 12 pièces |
| XL     | 120 - 160 cm               | 4 x 12 pièces |