



Numéro d'article	1805201
Prix HT	20,70 €
Prix TTC	25,05 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

TENA Comfort est un insert anatomique qui laisse une plus grande partie de la peau à découvert, ce qui permet à l'air de circuler et est doux pour la peau. TENA Comfort est de forme anatomique pour le confort et la protection. TENA Comfort est conçu pour être utilisé avec les pantalons extensibles TENA Fix ou les sous-vêtements moulants.

TENA Comfort Plus

Destinée aux fuites urinaires modérées à sévères. TENA Comfort Plus avec ConfioAir est entièrement respirable, testé sous contrôle dermatologique et favorise une peau saine pour les utilisateurs. Le noyau unique en forme de bol du produit d'incontinence offre une protection contre les fuites et le matériau doux donne la sensation d'être en coton.

TENA Comfort Extra

Destinée aux fuites urinaires modérées à sévères. TENA Comfort Extra avec ConfioAir est entièrement respirable, testé sous contrôle dermatologique et favorise une peau saine

pour les utilisateurs. Le noyau unique en forme de bol du produit d'incontinence offre une protection contre les fuites et le matériau doux donne la sensation d'être en coton.

TENA Comfort Super

Destinée aux fuites urinaires importantes. TENA Comfort Super avec ConfioAir est entièrement respirable, testé sous contrôle dermatologique et favorise une peau saine pour les utilisateurs. Le noyau unique en forme de bol du produit d'incontinence offre une protection contre les fuites et le matériau doux donne la sensation d'être en coton.

TENA Comfort Maxi

Destinée aux fuites urinaires importantes à très importantes. TENA Comfort Maxi avec ConfioAir est entièrement respirable, testé dermatologiquement et favorise une peau saine pour les utilisateurs. Le noyau unique en forme de bol du produit d'incontinence offre une protection contre les fuites et le matériau doux donne la sensation d'être en coton.

- ConfioAir permet à la peau de respirer
- Noyau unique en forme de cuvette pour un confort optimal et une protection contre les fuites
- Conçu pour être utilisé avec les bas TENA Fix
- Testé sous contrôle dermatologique
- Absorption rapide et noyau de haute qualité pour une protection optimale contre les fuites d'urine
- Le neutralisant d'odeurs réduit l'effet des odeurs d'ammoniac
- L'indicateur d'urine indique quand le produit doit être remplacé
- Codage couleur Easy Select pour une reconnaissance rapide de la capacité d'absorption souhaitée

Description	Emballage
Plus	2 x 46 pièces
Extra	2 x 40 pièces
Super	2 x 36 pièces
Maxi	2 x 28 pièces