



Numéro d'article	1805311
Prix HT	15,06 €
Prix TTC	18,22 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Changement de nom : Actuellement, il y a un changement, l'ancien TENA Slip Active fit PLUS s'appellera bientôt Tena slip Proskin plus.

Le TENA Slip Plus est conçu pour les fuites urinaires modérées à graves. TENA Slip Plus, avec ses rubans refermables, est facile à fixer et reste en place.

TENA Slip Plus avec Confio Air permet à la peau de respirer.

Les nouveaux côtés et l'extérieur respirant gardent la peau sèche pour plus de confort et une peau saine.

Le TENA Slip Plus avec ses larges bandes Velcro assure un ajustement confortable.

Le produit pour l'incontinence est facile à fixer et peut être ajusté plusieurs fois pour un ajustement parfait, une protection et un confort.

TENA Slip Plus, avec son noyau rapide et super absorbant, offre une protection contre les fuites.

La technologie FeelDry absorbe jusqu'à de grandes quantités d'urine dans le noyau. L'urine reste dans le noyau même sous pression et loin de la peau pour un plus grand confort.

TENA Slip Plus avec une matière douce au toucher comme du coton pour un confort optimal.

Matière qui ressemble au coton. Est doux et agréable sur la peau.

Le neutralisateur d'odeurs réduit l'apparence des odeurs.

Le neutralisateur d'odeurs réduit le développement des odeurs et procure une sensation de fraîcheur et plus de confiance en soi.

TENA Slip Plus avec un indicateur d'humidité qui indique quand le produit doit être remplacé.

Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le produit pour déterminer si un remplacement est nécessaire. L'indicateur d'humidité à l'extérieur du produit devient bleu au lieu de jaune lorsqu'il est temps de le remplacer. Un seul regard sur l'indicateur d'humidité suffit donc.

TENA Slip Plus avec élastiques aux jambes rondes pour un ajustement parfait et une bonne protection.

La taille élastique et l'élastique de jambe rond assurent un ajustement parfait et une bonne protection.

TENA Slip Plus avec code couleur Easy Select indique la capacité d'absorption.

La capacité d'absorption du pansement pour l'incontinence est indiquée par un code couleur et la taille est clairement imprimée sur le produit et l'emballage pour augmenter la reconnaissance.

Disponible en différentes tailles

Taille	Circonférence de la hanche	Emballage
XS	49 - 74 cm	3 x 30 pièces
S	56 - 85 cm	3 x 30 pièces
M	73 - 122 cm	3 x 30 pièces
L	92 - 144 cm	3 x 30 pièces