



Numéro d'article	108328
Prix HT	29,18 €
Prix TTC	35,31 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Spray d'huile Sterilit[®] Aesculap (ref:JG600)

Pour l'entretien des instruments avant la stérilisation.

- Film d'huile perméable à la vapeur.
- Le film d'huile n'a aucune influence sur l'efficacité de la stérilisation.
- Lubrifie et protège contre la corrosion.
- Sans silicone, pas de tache ni de formation de croûte sur les surfaces des instruments.

Contenu : 300 ml