



<b>Numéro d'article</b>	010310
<b>Prix HT</b>	21,20 €
<b>Prix TTC</b>	25,65 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Set de perfusion Surflo® Winged de Terumo Le kit de perfusion Terumo Surflo Winged est équipé de la technologie de canule Terumo. La technologie de canule Terumo offre une excellente netteté en combinaison avec un revêtement spécial en silicone pour assurer un placement facile et doux.

**Les grandes ailes, qui s'emboîtent l'une dans l'autre, assurent une bonne prise en main lors de la mise en place de la perfusion.**

Le code couleur des ailes et les tuyaux résistants à l'entortillement offrent un confort d'utilisation supplémentaire. Terumo Surflo Winged est un set de perfusion stérile à usage unique. Spécifications des sets de perfusion Terumo Surflo Winged : - Avec raccord Luer lock - Avec la technologie des canules Terumo - Permet une installation facile et sans heurts - Forte prise en main lors de l'insertion de la perfusion - Codage couleur - Stérilisation à l'EtO