



Numéro d'article	108106
Prix HT	17,10 €
Prix TTC	20,69 €
Stock	en stock

Description

Les ciseaux de ligature selon Spencer sont idéaux comme ciseaux de suture et pour couper des fils chirurgicaux fins. Grâce à une petite encoche à l'extrémité supérieure de la lame inférieure des ciseaux, même les sutures serrées peuvent être saisies et coupées en toute sécurité.

Caractéristiques du produit

- Ciseaux de ligature selon Spencer
- Forme: droite
- Longueur: 9 cm
- Fabriqué en acier de qualité allemande
- Peut être désinfecté et stérilisé
- Idéal comme ciseaux de suture

Afbeeldingen

