



Numéro d'article	3712
Prix HT	1,15 €
Prix TTC	1,39 €
Stock	en stock

Description

Collecteur d'aiguilles 0,5 litres - par pièce

Ce conteneur pour aiguilles offre une solution fiable, sûre et efficace pour l'élimination des aiguilles usagées et des objets tranchants.

Grâce à sa construction robuste, son mécanisme de fermeture sécurisé et son design convivial, ce conteneur est idéal pour une large gamme d'environnements médicaux et de laboratoires.

En choisissant le conteneur pour aiguilles Flynter, vous investissez dans la sécurité de votre personnel et de vos patients, tout en contribuant à un environnement de travail hygiénique et responsable.