



Numéro d'article	000451
Prix HT	3612,36 €
Prix TTC	4370,96 €
Stock	sur commande

Description

Fraiseuse Mastermobile Spray NT100 Led (avec sac et pédale)

Facilite le travail ambulatoire!

Appareil léger et compact à haute fonctionnalité. Avec ses 2,7 kg, c'est un appareil léger qui peut être installé rapidement et qui est donc idéal pour une utilisation quotidienne en déplacement. Un design révolutionnaire qui rend l'appareil compact et élégant, mais robuste et facile à utiliser. L'appareil est très facile à nettoyer ou à déplacer. La pièce à main, basée sur des techniques dentaires, est facile à nettoyer et à désinfecter.

Disponible avec le NT100 (LED). Le Mastermobile est doté d'un écran tactile innovant. Cet écran peut être nettoyé avec un chiffon imbibé de désinfectant pour une hygiène parfaite. Le système de tunnel latéral permet de ranger le câble du moteur. Lors de l'utilisation, il suffit de tirer le câble. Pendant le traitement, le moteur peut être placé dans

le renforcement. Le Mastermobile est équipé d'une prise et d'une connexion pour une pédale afin que l'utilisateur puisse facilement travailler avec lui. Le Mastermobile est livré dans un sac pratique et il n'est pas nécessaire de le sortir avant de l'utiliser. La pédale, la prise et le moteur sont librement accessibles, ce qui permet une mise en service rapide sur place.

Caractéristiques

- L x l x H : 16 cm x 22 cm x 20,5 cm
- Poids : 2,7 kg
- 48db

Afbeeldingen

