



<b>Numéro d'article</b>	000310
<b>Prix HT</b>	0,17 €
<b>Prix TTC</b>	0,21 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Le bouchon combi à usage unique KD-STOP est un double bouchon de protection équipé d'un côté mâle et d'un côté femelle. Pour une fermeture sûre des connecteurs luer et luer-lock femelles et mâles. Il assure la fermeture stérile de tous les types de connecteurs de perfusion et scelle en toute sécurité les seringues préparées pour l'utilisation. Les bouchons combo KD-STOP sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Équipé d'un côté de connecteur mâle et femelle - Pour sceller en toute sécurité les connecteurs luer-slip et luer-lock - Assure la fermeture stérile de tous les types de connecteurs de perfusion et scelle en toute sécurité les seringues prêtes à l'emploi. - Sans PVC et DEHP, sans latex. Emballage stérile.