



<b>Numéro d'article</b>	270177
<b>Prix HT</b>	129,89 €
<b>Prix TTC</b>	157,17 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Boîte de verrouillage pour pousse-seringue BD Bodyguard T (Niki T34) *La boîte à serrure permet un verrouillage idéal lors de l'utilisation d'un pousse-seringue anti-douleur. Verrouillable pour garder les médicaments en sécurité Empêche le déplacement de la seringue Empêche les manipulations Verrouillage de l'écran Changement de programme de perfusion : code requis*