



<b>Numéro d'article</b>	108130
<b>Prix HT</b>	40,24 €
<b>Prix TTC</b>	48,69 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Le porte-aiguille Mathieu se caractérise particulièrement par sa facilité d'utilisation et son design léger. L'utilisation d'un porte-aiguille Mathieu est particulièrement nécessaire pour les sutures chirurgicales, qui nécessitent un serrage régulier. Le porte-aiguille est équipé d'une option de fixation, qui permet une attache rapide de l'aiguille, et il a une ouverture moletée, qui maintient l'aiguille fermement en place pendant la suture.

## Caractéristiques du produit

- en acier inoxydable à usage médical
- Avec option d'arrimage
- Leviers rainurés
- Avec un ressort pour une ouverture facile du porte-aiguille après le déverrouillage de la serrure
- Particulièrement adapté aux sutures qui nécessitent un serrage régulier.

- La poignée moletée assure une manipulation sûre, même avec des gants et dans des conditions humides
- Stérilisation en autoclave jusqu'à 134 °C, dans un stérilisateur à air chaud entre 180-220 °C

Le margeur d'aiguilles Mathieu est disponible en différentes tailles.