



Numéro d'article	102353
Prix HT	64,88 €
Prix TTC	78,50 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Le porte-aiguille Olsen-Hegar est un instrument fin avec prise de doigt et verrouillage. Le porte-aiguille est particulièrement adapté, grâce à son tranchant intégré, aux interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées sans assistance. Sa tête courte rend le travail dans une zone chirurgicale profonde très facile. Les deux leviers sont structurés de manière à assurer une prise ferme de l'aiguille.

Caractéristiques du produit

- Tête courte avec arête de coupe intégrée
- Leviers structurés avec rainure de sang
- Avec verrouillage
- Modèle Slim
- Poignée de doigt
- Matériau: acier inoxydable.
- Peut être désinfecté et stérilisé

