

Pousse-seringue CA-700 avec batterie rechargeable - livré dans un coffret

08/10/2025 04:03:12



Numéro d'article	270173
Prix HT	1465,63 €
Prix TTC	1773,41 €
Stock	sur commande

Description

Pour le traitement de la douleur après la chirurgie, le médecin anesthésiste peut suggérer une pousse-seringue ou une pompe PCA (analgésique). PCA est l'abréviation de Analgésie contrôlée par le patient et signifie soulagement de la douleur contrôlé par le patient. Le CA-700 est un petit pousse-seringue léger, portable et pratique qui a été spécialement développé pour l'administration de liquide intraveineux et de médicaments en institution et à domicile. Cette pousse-seringue est fournie dans un étui robuste et pratique avec adaptateur et pince pour pôle.

Quel est l'avantage d'un pousse-seringue?

Avec un pousse-seringue, vous ne devez pas informer l'infirmière lorsque vous avez mal

et vous ne devez pas attendre l'injection analgésique. Vous pouvez organiser votre anesthésie contre la douleur plus rapidement et plus précisément vous-même, ce qui est un avantage important. L'anesthésiste ou l'infirmière ajustera la dose en fonction du type de pousse-seringue et de la procédure.

Autonomie de la batterie: infusion 24h à 5 ml/h

- Seringues: 3, 5, 10, 20/30, 50/60 ml
- Auto-test au début
- Par défaut BD, autres marques à calibrer
- Détection pour la taille de la seringue, contenu à lisez et entrez vous-même
- Vitesse de perfusion: 0,1 – 1000 ml/h
- Possible de donner un bolus
- Autonomie de la batterie: infusion 24h à 5 ml (charger 8u)
- Occlusion: bas, moyenne, haut

Selon la façon dont le médicament analgésique est administré, cela est appelé 'PCIA' ou 'PCEA'. Cette pousse-seringue CA-700 est une PCIA dans laquelle l'administration se fait par voie intraveineuse, c'est-à-dire par une veine. La pompe est connectée à une perfusion dans la veine de votre bras ou de votre main.

Afbeeldingen

