



Numéro d'article	270172
Prix HT	1 865,62 €
Prix TTC	2 257,40 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Pousse-seringue - simple, sûr et robuste

Compactplus est une nouvelle génération de pompes à perfusion dotée d'un grand écran couleur, d'une nouvelle interface utilisateur intuitive, d'une bibliothèque de médicaments DoseGuard™ intégrée et d'une batterie Li-Ion. Compactplus intègre les dernières évolutions technologiques tout en conservant simplicité et fiabilité.

Avantages

- Écran couleur haute résolution visible sous tous les angles.
- Bibliothèque de médicaments avec code couleur
- Interface utilisateur intuitive

- Alimentation électrique intégrée pour utilisation avec des cordons d'alimentation standard
- Pince et poignée intégrées
- Mise en place facile des produits à usage unique grâce à des connecteurs à code couleur
- Autonomie prolongée grâce aux batteries Lithium-Ion très fiables
- Le temps de charge de la batterie est de seulement 3 heures
- Protection contre l'eau IP34

[Cliquez ici pour voir d'autres vidéos sur le Perfusor Compact Plus](#)