



Numéro d'article	0103151
Prix HT	3,64 €
Prix TTC	4,40 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

PROLONGATEUR DE TUBULURE AVEC CONTRÔLEUR DE FLUX - 1 PIECE Dispositif de controle précis du débit de perfusion IV.

Les régulateurs de débit sont des régulateurs de goutte qui sont placés entre le fier et le cathéter.

- Longueur du dispositif 55 cm
- Volume d'amorçage 4 ml
- Diamètre interne (mm) 3
- Régulateur de débit 3 (repères simples)
- 1 Raccord Luer femelle
- 1 Raccord Luer mâle

- Raccord(s) Luer mâle(s) rotatif(s)
- La formulation du matériau ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- La formulation du matériau ne contient pas de DEHP



1 Mâle Luer

1 Femme Luer