



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 108226              |
| <b>Prix HT</b>          | 42,24 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 51,11 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

Le ruban de marquage pour les instruments chirurgicaux vous offre un système rapide et efficace d'identification des instruments.

## Qu'est-ce que le ruban de marquage pour les instruments?

Le ruban de marquage à code couleur est un moyen rapide, facile et sûr d'identifier les instruments chirurgicaux. Conçu à l'intention du personnel de l'approvisionnement central et des salles d'opération, le codage couleur permet de gagner du temps et de l'argent grâce à une organisation et une identification plus efficaces des instruments chirurgicaux. Disponible dans une variété de couleurs vives, il offre une multitude de combinaisons de couleurs pour l'identification des instruments par ensemble chirurgical, spécialité et salle.

## Caractéristiques de la bande de marquage

- Organisation - Par ensemble de chirurgiens, spécialisation, salle, chirurgien, etc.
- Différentes couleurs - offrent des combinaisons presque infinies de codes de couleurs.
- Sécurité - Testé cliniquement pour la stérilisation à la vapeur et à l'air chaud.
- Identification rapide - Couleurs vives pour une identification facile
- Sans problème - Facile à appliquer et à retirer sans endommager les instruments.
- Économique - Chaque bobine peut coder environ 200 instruments.
- Polyvalence - Peut être utilisé sur toutes les tailles et tous les modèles d'instruments.

## Résistant aux hautes températures

Le ruban de marquage en vinyle durable et sensible à la pression s'adapte aux formes les plus petites et les plus irrégulières, se colle et reste fermement en place. Le ruban de marquage a été spécialement conçu pour être utilisé dans les autoclaves avec vapeur à haute pression et stérilisation par chaleur sèche. Le ruban résistant aux autoclaves est doté d'une couche adhésive permanente et convient parfaitement à l'identification des instruments chirurgicaux, des bols, des récipients, des surfaces métalliques et de la verrerie qui seront stérilisés dans des autoclaves à vapeur, des fours à chaleur sèche, des rayons gamma ou du gaz d'oxyde d'éthylène. Ce ruban de marquage d'instruments se présente sous la forme d'un rouleau continu, ce qui vous permet de couper manuellement la longueur exacte nécessaire pour étiqueter votre matériel. Il résiste aux acides, aux alcalis et aux huiles, et peut être lavé et stérilisé régulièrement. Autoclavable, résistant aux hautes températures jusqu'à 130 C°.

## Instructions d'utilisation

- Choisissez la couleur ou les combinaisons de couleurs souhaitées.
- L'instrument et les mains doivent être secs et ne doivent contenir aucun résidu.
- La bande de marquage doit être coupée avec un bord tranchant.
- Coupez le ruban suffisamment long pour qu'il se chevauche au moins une fois mais pas plus de deux fois.
- La bande de marquage ne doit pas être étirée. (L'étirement affaiblira les possibilités de liaison).
- Après avoir appliqué le ruban adhésif, il adhèrera à l'instrument.
- Placez la bande de codage des couleurs sur les anneaux des ciseaux. Il n'est pas recommandé d'appliquer le ruban de codage de couleur sur les arbres des véhicules suivants
- Il n'est pas recommandé d'appliquer le ruban de codage couleur sur la tige des ciseaux, car cela pourrait interférer avec le fonctionnement de l'instrument.
- Remplacez le ruban de codage des couleurs lorsqu'il est usé ou au moins tous les six mois/si nécessaire pour garantir des couleurs claires et reconnaissables.