

Seringue 5 ml avec aiguille montée 21G x 40mm (Thin Wall) - 100 pièces

08/10/2025 01:59:21



Numéro d'article	010212
Prix HT	14,97 €
Prix TTC	18,11 €
Stock	en stock

Description

Les seringues BD Emerald contiennent une aiguille montée avec raccord Luer. Ils sont stériles, sans latex et jetables. Les seringues en émeraude se composent de trois parties : un cylindre, un pilon et un bouchon. Le cylindre est clair, pour un contrôle optimal, et l'échelle est clairement lisible. Ce produit est doté d'un segment en silicone qui assure un mouvement régulier du piston.

Afbeeldingen

