



<b>Numéro d'article</b>	010282
<b>Prix HT</b>	13,81 €
<b>Prix TTC</b>	16,71 €
<b>Stock</b>	Plus que 7 en stock

## Description

---

Les seringues KD-JECT III stériles à usage unique KD-Ject avec luer lock se composent de 3 parties: le cylindre, le piston et le joint. Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que les seringues ou à l'extraction de fluides corporels. Les seringues KD-Ject sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

## Caractéristiques

- Une échelle très visible - Siliconisé pour une meilleure glisse - Grandes ailes pour une prise en main facile et ferme - Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur. - Sans PVC ni latex