



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 010273              |
| <b>Prix HT</b>          | 5,16 €              |
| <b>Prix TTC</b>         | 6,24 €              |
| <b>Stock</b>            | Plus que 8 en stock |

## Description

Seringues KD-Ject - 3 pièces - LUER - en différents formats. Les seringues stériles à usage unique KD-Ject avec Luer sont composées de 3 parties : le cylindre, le piston et le joint. Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que des aiguilles hypodermiques ou à l'extraction de fluides corporels. Les seringues KD-Ject sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

## Caractéristiques

- Une échelle très visible
- Siliconisé pour une meilleure glisse
- Grandes ailes pour une prise en main facile et ferme
- Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur.
- Emballage distributeur à code couleur qui peut être ouvert de deux façons.

- Sans PVC ni latex