



Numéro d'article	010283
Prix HT	21,29 €
Prix TTC	25,76 €
Stock	en stock

Description

Les seringues KD-JECT III stériles à usage unique KD-Ject avec luer lock se composent de 3 parties: le cylindre, le piston et le joint. Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que les seringues ou à l'extraction de fluides corporels. Les seringues KD-Ject sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

Caractéristiques

- Une échelle très visible - Siliconisé pour une meilleure glisse - Grandes ailes pour une prise en main facile et ferme - Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur. - Sans PVC ni latex