

Numéro d'article	010275
Prix HT	5,16 €
Prix TTC	6,24 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Seringues KD-Ject - 3 pièces - LUER - en différentes formats. Les seringues stériles à usage unique KD-Ject avec Luer sont composées de 3 parties : le cylindre, le piston et le joint. Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que des aiguilles hypodermiques ou à l'extraction de fluides corporels. Les seringues KD-Ject sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

Caractéristiques

- Une échelle très visible
- Siliconisé pour une meilleure glisse
- Grandes ailes pour une prise en main facile et ferme
- Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur.
- Emballage distributeur à code couleur qui peut être ouvert de deux façons.
- Sans PVC ni latex