



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 3729 |
| Prix HT | 12,34 € |
| Prix TTC | 14,93 € |
| Stock | Plus que 4 en stock |

Description

La seringue Unifine - luer lock excentrique est disponible en 20 ml et est idéale pour diverses procédures d'injection et d'aspiration. Elles permettent de prodiguer des soins optimaux aux patients dans diverses situations médicales, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable.

Caractéristiques du produit

Cylindre : Polypropylène transparent pour une résistance et une durabilité accrues.
Embout : disponible avec un embout central, un embout latéral ou un embout pour cathéter pour différentes applications. Piston : Piston en polypropylène transparent avec mécanisme d'arrêt sans latex pour une utilisation sûre.

Contenu

Choisissez la seringue de votre choix. Livrée en boîte de 50. Vous en voulez plus ?
Indiquez alors plusieurs boîtes.