



# Seringues KD-JECT III - 20ml - 3-parties - Luer-excentré - 100 pièces

08/10/2025 14:53:13

<b>Numéro d'article</b>	010278
<b>Prix HT</b>	14,62 €
<b>Prix TTC</b>	17,69 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Seringues KD-Ject - 3 pièces - LUER - en différents formats. Les seringues stériles à usage unique KD-Ject avec Luer sont composées de 3 parties : le cylindre, le piston et le joint. Ils sont destinés à l'injection de médicaments en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux tels que des aiguilles hypodermiques ou à l'extraction de fluides corporels. Les seringues KD-Ject sont non-toxiques, apyrogènes et stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

## Caractéristiques

- Une échelle très visible
- Siliconisé pour une meilleure glisse
- Grandes ailes pour une prise en main facile et ferme
- Butée de piston qui empêche le piston d'être poussé vers l'extérieur.
- Emballage distributeur à code couleur qui peut être ouvert de deux façons.
- Sans PVC ni latex