

Seringues Plastipak - 3 pièces- 100 ml- embout cathéter - la boîte de 25

08/10/2025 13:31:48



Numéro d'article	010069
Prix HT	60,56 €
Prix TTC	73,28 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Seringues BD avec connexion cathéter-pointe/cône. Pour l'alimentation en portions ou pour l'administration d'eau.

La seringue BD Plastipak est une seringue en trois parties sans aiguille.

Cette seringue BD est utilisée pour l'injection. Ceci peut également être utilisé pour aspirer le liquide avec une seringue, bien que. Les seringues sont fournies sans aiguille. Les seringues BD se composent de trois parties : un cylindre, un pilon et un bouchon. Le cylindre est clair, pour un contrôle optimal, et l'échelle est clairement lisible. Une seringue en trois parties est munie en plus d'un capuchon en caoutchouc siliconé qui est fixé sur le dague. Ce capuchon en caoutchouc assure une bonne étanchéité entre le cylindre et le pilon et un mouvement en douceur du pilon. La seringue transparente assure un contrôle parfait de l'injection. Ces seringues sont munies d'un cathéter à embout conique/conique pour l'aiguille.

Caractéristiques des seringues BD:

- Seringue en trois parties : corps, piston et joint de piston
- Pour l'administration d'aliments en portions ou pour l'administration d'eau.
- Sans latex
- Zoder DEHP
- Catégorie I
- Conforme aux normes de la directive 93/42/CEE (pour applications médicales).

Renseignements supplémentaires

Description	Emballage
50 ml	60 pièces
100 ml	25 pièces